



# Nachhaltige Lösungen mit PCR: post-consumer-recycling-Kunststoff

## Recycelter Kunststoff ist eine wertvolle Ressource

Material aus post-consumer-recycling-Kunststoff (PCR) ist eine wertvolle Ressource und kann durch fachgerechte Behandlung zu einer ansprechenden, vielseitigen Kunststoffverpackung verarbeitet werden.

Superfos, ein Unternehmen von Berry Global, bringt jetzt eine Serie von hochwertigen PCR-Eimern in vielen verschiedenen Formen und Größen auf den Markt; dazu gehören auch beliebte Behälter wie der Paintainer®, SuperCube®, SuperLift® und SuperFlex®.



## Perfekt für Farben und Lacke, Baumaterialien und vieles mehr

Alle PCR-Eimer können im In-Mould-Labeling-Verfahren in vielen Farben dekoriert werden. Laden Sie Produktdatenblätter herunter, um Details zu Formen und Größen zu erhalten:

 **SuperLift®**

 **SuperFlex®**

 **Paintainer®**

 **SuperCube®**

## Einige Fakten

- Die Nutzung von PCR-Eimern bedeutet, dass weniger Neumaterial und weniger fossile Brennstoffe verwendet werden
- Unsere neue PCR-Formel gewährleistet Spitzenqualität





# Nachhaltige Lösungen mit PCR: post-consumer-recycling-Kunststoff

## Eimer aus recyceltem Kunststoff

Unsere Lösungen verleihen Ihren Produkten einen Mehrwert und unterstützen Ihr Nachhaltigkeitsprofil. Dank unserer Formel können wir bei den meisten unserer Non-Food-Verpackungen als Standard einen PCR-Anteil (post-consumer-recycling-Kunststoff) von 30 % anbieten. In vielen Fällen auch mehr, je nach Verwendungszweck. In enger Zusammenarbeit mit Ihnen stellen wir sicher, dass die Eimer Ihren Anforderungen an Produktqualität und Stabilität entsprechen.



Recycling



Nachhaltigkeit



Kreislaufwirtschaft

## Innovation und langjährige Erfahrung

Superfos, ein Unternehmen von Berry Global, entwirft, entwickelt und produziert innovative Verpackungslösungen aus Kunststoff. Dabei sind wir stets auf Nachhaltigkeit bedacht. Nutzen Sie unsere langjährige Erfahrung und unseren verantwortungsbewussten Ansatz.

## Kontaktieren Sie uns

Kontaktieren Sie Ihren zuständigen Superfos-Ansprechpartner, wenn Sie weitere Informationen wünschen oder wissen möchten, welche Art von PCR-Eimer für Ihr Produkt optimal ist.



[superfos.com](https://www.superfos.com)

[superfos@rpc-superfos.com](mailto:superfos@rpc-superfos.com)

## Warum sind PCR-Eimer von Superfos eine gute Wahl?

- PCR-Eimer unterstützen die Kreislaufwirtschaft
- Erhältlich in vielen Formen und Größen
- Grafisch makelloses Erscheinungsbild durch In-Mould-Labeling (IML)

